

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Caseína Quinase 2 Alfa (Csnk2A1) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P68400

Número do item: CM0023583



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra a Caseína Quinase 2 alfa (CSNK2A1) humana, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudar ciclo celular, apoptose, transcrição e resposta a danos no DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-Caseína Quinase 2 alfa (CSNK2A1)
Observações/Apelido	CKII; Cka1; Cka2; CK2A1; OCNDS; Caseína Quinase 2 alfa (CSNK2A1)
Espécie Alvo	Humano
ID do Gene (Humano)	1457
ID do Gene	1457
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-391 da Caseína Quinase 2 alfa (CSNK2A1) humana (NP_001886.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P68400
Peso Molecular da Proteína	45kDa
Envio	Saco de gelo