

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Caseína Quinase 2 Beta (Csnk2B) Para Wb, If/Icc, Elisa - P67870

Número do item: CM0008266



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho validado contra a caseína quinase 2 beta humana (CSNK2B), adequado para WB, IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para o estudo da sinalização por quinases, da infecção por EBV e dos mecanismos de doenças do neurodesenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho contra a caseína quinase 2 beta (CSNK2B)
Observações/Alcunhas	G5A; CK2B; CK2N; Ckb1; Ckb2; CSK2B; POBINDS; Caseína quinase 2 beta (CSNK2B)
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1460
GeneID	1460
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 101-215 da caseína quinase 2 beta humana (CSNK2B) (CSNK2B) (P67870).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P67870
Peso da proteína	25 kDa
Envio	Bolsa de gelo