

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Caseína Quinase 2 Beta (Csnk2B) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P67870

Número do item: CM0022947



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a Caseína Quinase 2 beta (CSNK2B) humana validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de sinalização de CK2, via Wnt e pesquisa sobre infecção por EBV.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Caseína Quinase 2 beta (CSNK2B) pAb de coelho
Observações/Apelidos	G5A; CK2B; CK2N; Ckb1; Ckb2; CSK2B; POBINDS
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	1460
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-215 da Caseína Quinase 2 beta (CSNK2B) humana (NP_001311.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P67870
Peso da Proteína	25kDa
Transporte	Saco de gelo