

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cask Para Wb, If/Icc, Elisa - O14936

Número do item: CM0021181



introdução

Anticorpo policlonal de coelho (pAb) contra CASK, produzido contra CASK humano recombinante (aa 1-300). Para WB, IF/ICC, ELISA. Ideal para pesquisas sobre a estruturação de proteínas sinápticas e a sinalização por quinases. Reativo para humanos. UniProt: O14936.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	CASK pAb de coelho
Observações/alias	CMG; FGS4; LIN2; TNRC8; hCASK; CAGH39; CAMGUK; MICPCH; MRXSNA; CASK
Espécie	Humana
GeneID (humano)	8573
GeneID	8573
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	O14936
Peso da proteína	105 kDa
Envio	Bolsa de gelo