

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Casp8Ap2 Para Wb, Elisa - Q9UKI3

Número do item: CM0017406



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CASP8AP2 humano (FLASH), validado para WB e ELISA. Reage com humano. Tem como alvo os aminoácidos 1733-1982. Ideal para estudar a ativação de NF- κ B induzida por TNF, apoptose e processamento de mRNA de histonas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho CASP8AP2
Observações/Apelido	CED-4; FLASH; RIP25; CASP8AP2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	9994
GeneID	9994
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1733-1982 do CASP8AP2 humano (NP_036247.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9UKL3
Peso Proteico	223kDa
Envio	Bolsa de gelo