


Anticorpo Monoclonal Anti-Caspase-1 Para Wb, Elisa - P29466

Número do item: CM0008295



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra Caspase-1 (ICE, p45) humana, validado para Western blot e ELISA. Tem como alvo a caspase inflamatória envolvida no processamento de IL-1 β /IL-18 e na piroptose. Adequado para pesquisa em imunologia e morte celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Caspase-1 Rabbit mAb
Observações/Alias	ICE; P45; IL1BC
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	834
ID do Gene	834
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 120-297 da Caspase-1 humana (NP_150634.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P29466
Peso da Proteína	45kDa
Transporte	Bolsa de gelo