

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Caspase-1 Para Wb, Elisa - P29452

Número do item: CM0005974

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Caspase-1 (P29452) validado para WB, ELISA em camundongo. Anticorpo recombinante direcionado aos aminoácidos 119-296. Essencial para estudar respostas inflamatórias e vias de piroptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho Caspase-1
Observações/Apelido	ICE; II1bc
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	834
GeneID	12362
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 119-296 do CASP1 de camundongo (NP_033937.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P29452
Peso Proteico	46 kDa
Envio	Saco de gelo