


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Caspase-1 Para Wb, If-P, Elisa - P29466

Número do item: CM0022083



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a Caspase-1 humana (ICE, IL1BC). Validado para WB, IF-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisas sobre inflamação, piroptose e processamento de IL-1 β .

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Caspase-1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ICE; P45; IL1BC
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	834
GeneID	834
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 120-297 da Caspase-1 humana (NP_150634.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P29466
Peso da Proteína	45kDa
Envio	Saco com gelo