


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Caspase-1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P29466

Número do item: CM0016000



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Caspase-1 humana, validado para WB, IF/ICC e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa sobre vias de inflamação e piroptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Caspase-1 Coelho pAb
Observações/Alias	ICE; P45; IL1BC; Caspase-1
Espécie	Humano
ID do Gene	834
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 201-300 da Caspase 1 humana (NP_150634.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P29466
Peso Proteico	45kDa
Envio	Bolsa de gelo