

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Caspase-12 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q6Uxs9

Número do item: CM0018667

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-Caspase-12 validado para WB, IHC-P, ELISA em humano, camundongo e rato. Regulador negativo de respostas inflamatórias; ideal para estudos de imunidade inata e via NF-kB. - Q6UXS9.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Caspase-12 Rabbit pAb
Observações/Alias	CASP-12; CASP12P1; Caspase-12
Espécie	Humano
GeneID (humano)	100506742
GeneID	100506742
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-300 da Caspase-12 humana (NP_001177945.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonal
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q6UXS9
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Saco de gelo