

Anticorpo Monoclonal Anti-Caspase-14 Para Wb, Elisa - P31944

Número do item: CM0004814

introdução

Validado para Western blot e ELISA, este anticorpo monoclonal de coelho contra Caspase-14 detecta alvos humanos, de camundongo e de rato, apoiando a pesquisa sobre diferenciação epidérmica, cornificação e função dos queratinócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb anti-Caspase-14 de coelho
Observações/Apelido	ARCI12; Caspase-14
Espécie	Humano
GeneID (humano)	23581
GeneID	23581
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-200 da Caspase-14 humana (P31944).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P31944
Peso da Proteína	28kDa
Envio	Bolsa de gelo