

Anticorpo Policlonal Anti-Caspase-14 Para Wb, Elisa - P31944

Número do item: CM0027597

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Caspase-14 validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato, rato. Ideal para estudos de diferenciação epidérmica e apoptose de queratinócitos. Peso proteico de 28kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Caspase-14 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ARCI12; Caspase-14
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	23581
ID do Gene	23581
Imunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-242 da Caspase-14 humana (NP_036246.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P31944
Peso Proteico	28kDa
Envio	Saco de gelo