


Anticorpo Monoclonal Anti-Caspase-2 Para Wb, Elisa - P42575

Número do item: CM0004574



introdução

Anticorpo Monoclonal Anti-Caspase-2 de coelho validado para WB e ELISA em amostras humanas. Detecta a proenzima de 51kDa. Regulador chave da apoptose via complexo PIDDossomo. Apenas para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Anti-Caspase-2 de coelho
Observações/Alíase	ICH1; NEDD2; CASP-2; NEDD-2; PPP1R57; Caspase-2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	835
GeneID	835
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 334-452 da Caspase-2 humana (P29594).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P42575
Peso da Proteína	51kDa
Envio	Bolsa de gelo