


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Caspase-2 Para Wb E Elisa - P42575

Número do item: CM0028584



introdução

Anticorpo Policlonico de Coelho Anti-Caspase-2 validado para aplicações de Western blot (WB) e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e rato e detecta a proteína caspase-2 de 51 kDa. Adequado para pesquisa de apoptose e via PIDDossoma.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Caspase-2 pAb de Coelho
Observações/Alíase	ICH1; NEDD2; CASP-2; NEDD-2; PPP1R57; Caspase-2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	835
ID do Gene	835
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 153-452 da Caspase-2 humana (NP_116764.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P42575
Peso da Proteína	51kDa
Envio	Bolsa de gelo