


Anticorpo Monoclonal Anti-Caspase-3 Para Wb, Elisa - P42574

Número do item: CM0003942



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado por KO direcionado à Caspase-3, uma caspase executora chave na apoptose. Adequado para Western blot e ELISA em amostras humanas e de camundongo. Ideal para pesquisa em apoptose e morte celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] Caspase-3 Rabbit mAb
Observações/Apelido	CPP32; SCA-1; CPP32B; -3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	836
ID do Gene	836
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-175 da Caspase-3 humana (P42574)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P42574
Peso Proteico	32kDa
Envio	Saco de gelo