


Anticorpo Monoclonal Anti-Caspase-3 Para Wb, Elisa - P42574

Número do item: CM0003752



introdução

Anticorpo monoclonal de camundongo Caspase-3 validado para WB e ELISA, específico para caspase-3 humana e de camundongo. Ideal para análise da via de apoptose, detecção de caspase-3 clivada e pesquisa sobre morte celular programada.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Caspase-3 mAb de Camundongo
Observações/Apelido	CPP32; SCA-1; CPP32B; Caspase-3
ID do Gene (Humano)	836
ID do Gene	836
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 55-160 da Caspase-3 humana (P42574).
Fonte	Camundongo
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P42574
Peso da Proteína	32kDa
Envio	Saco com gelo