


Anticorpo Policlonal Anti-Caspase-3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P42574

Número do item: CM0024244



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra contra Caspase-3 humana, adequado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de apoptose e caspases efetoras.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Caspase-3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CPP32; SCA-1; CPP32B; -3
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	836
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 55-160 da Caspase-3 humana (NP_004337.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P42574
Peso da Proteína	32kDa
Envio	Saco de gelo