


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Caspase-3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P42574

Número do item: CM0003138



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa a Caspase-3 humana (SWISS P42574) para pesquisa de apoptose. Validado em WB, IHC-P, ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Detecta uma banda de 32kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Caspase-3 Rabbit mAb
Observações/Apelido	CPP32; SCA-1; CPP32B
Espécie	Humana
ID do Gene	836 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 176-277 da Caspase-3 humana (NP_004337.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P42574
Peso da Proteína	32kDa
Envio	Saco de gelo