


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Caspase-3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P42574

Número do item: CM0017609



introdução

A CamelBio oferece anticorpo policlonal de coelho anti-Caspase-3 (CPP32, SCA-1) para pesquisa de apoptose. Validado em WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Ferramenta essencial para o estudo da morte celular programada.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Caspase-3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CPP32; SCA-1; CPP32B; Caspase-3
Espécie	Humano
GeneID	836
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 6-105 da Caspase-3 humana (NP_004337.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P42574
Peso da Proteína	32kDa
Envio	Saco de gelo