


Anticorpo Monoclonal Anti-Caspase-6 Para Wb, Elisa - P55212

Número do item: CM0005434



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-Caspase-6 de alta qualidade validado para WB e ELISA. Detecta caspase-6 humana, de rato e de camundongo. Ideal para pesquisa em apoptose, neurobiologia e imunidade inata. - P55212.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Caspase-6
Observações/Apelido	MCH2; CSP-6; caspase-6; Caspase-6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	839
GeneID	839
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintetizado derivado da Caspase-6 humana.
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P55212
Peso Proteico	33kDa
Envio	Em saco de gelo