

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Caspase-6 Para Wb, If/Icc, Elisa - P55212

Número do item: CM0002635

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-Caspase-6 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta a caspase-6 humana e de camundongo (33 kDa), uma protease que medeia a apoptose, a PANoptose e a defesa antiviral. Matéria-prima IVD para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Caspase-6 mAb de coelho
Observações/Apelido	MCH2; CSP-6; caspase-6; Caspase-6
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	839
ID do Gene	839
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 da Caspase-6 humana (P55212).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P55212
Peso Molecular da Proteína	33kDa
Transporte	Bolsa de gelo