


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Caspase-6 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P55212

Número do item: CM0007475



introdução

O anticorpo monoclonal de coelho contra Caspase-6 para WB, IHC-P e ELISA detecta uma proteína de 33 kDa em humanos, camundongos e ratos. Adequado para aplicações de pesquisa em apoptose e virologia, incluindo estudos de PANoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho contra Caspase-6
Observações/Alias	MCH2; CSP-6; caspase-6; Caspase-6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	839
GeneID	839
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 150-250 da Caspase-6 humana (P55212).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P55212
Peso da proteína	33 kDa
Envio	Bolsa de gelo