


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Caspase-6 Para Wb, Elisa - P55212

Número do item: CM0020029



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a Caspase-6 humana (SWISS P55212). Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com humanos e camundongos. Essencial para pesquisas sobre apoptose, degeneração axonal e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do produto	Caspase-6 Rabbit pAb
Observações/alias	MCH2, CSP-6, caspase-6, Caspase-6
Espécie	Humana
GeneID (humano)	839
ID do gene	839
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 194-293 da Caspase-6 humana (NP_001217.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo
SWISS	P55212
Peso da proteína	33kDa
Envio	Saco de gelo