


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Caspase-7 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P55210

Número do item: CM0016625



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-Caspase-7 validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Específico para a proteína Caspase-7 humana para pesquisa de apoptose e morte celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Caspase-7 Rabbit pAb
Observações/Apelido	MCH3; CMH-1; LICE2; CASP-7; ICE-LAP3; Caspase-7
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	840
ID do Gene	840
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 150-250 da Caspase-7 humana (NP_001218.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P55210
Peso Proteico	34kDa
Envio	Saco de gelo