

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Caspase-8 Para Wb, Ip, If/Icc, Elisa - O89110

Número do item: CM0009034

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-Caspase-8 para camundongo, validado em WB, IP, IF/ICC e ELISA. Tem como alvo um iniciador fundamental da apoptose (UniProt O89110) para pesquisas sobre morte celular e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-Caspase-8
Observações/Apelidos	MACH; Mch5; FLICE; CASP-8; Caspase-8
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	841
GeneID	12370
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-218 da Caspase 8 de camundongo (NP_033942.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	O89110
Peso da proteína	55 kDa
Envio	Bolsa de gelo