


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Caspase-8 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14790

Número do item: CM0016659



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-Caspase-8 para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA com reatividade cruzada contra humano, camundongo e rato. Tem como alvo a caspase iniciadora envolvida nas vias de apoptose, piroptose e necroptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Caspase-8 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CAP4; MACH; MCH5; FLICE; ALPS2B; Casp-8; Caspase-8
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	841
GeneID	841
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 376-479 da Caspase 8 humana (NP_203519.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14790
Peso da Proteína	55kDa
Envio	Bolsa de gelo