

Anticorpo Policlonal Anti-Caspase-9 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P55211

Número do item: CM0019252



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-Caspase-9 de alta qualidade para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato; detecta proteína de 46 kDa. Ideal para estudos de apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Caspase-9 Rabbit pAb
Observações/Abreviações	MCH6; APAF3; APAF-3; PPP1R56; ICE-LAP6; Caspase-9
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	842
ID do Gene	842
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 139-416 da Caspase-9 (NP_001220.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P55211
Peso da Proteína	46 kDa
Envio	Bolsa de gelo