

Anticorpo Policlonal Anti-Caspase-9 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P55211

Número do item: CM0013241



introdução

O anticorpo policlonal de coelho anti-caspase-9 (pAb) foi validado para Western blot, imunohistoquímica, imunofluorescência e ELISA. Reconhece a caspase-9 humana, de camundongo e de rato, sendo uma ferramenta valiosa para estudos de apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho anti-caspase-9
Observações/Alíase	MCH6, APAF3, APAF-3, PPP1R56, ICE-LAP6, Caspase-9
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	842
ID do gene	842
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 139-416 da caspase-9 (NP_001220.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P55211
Peso da proteína	46 kDa
Envio	Bolsa de gelo