

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Caspr1 Para Wb E Elisa - P78357

Número do item: CM0011302

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-Caspr1 de alta qualidade para WB e ELISA, direcionado ao CNTNAP1 humano. Validado para estudar junções paranodais e mielinização em tecido cerebral. 156 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Caspr1 mAb de Coelho
Observações/Alias	CHN3; P190; CASPR; NRXN4; CNTNAP; Caspr1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8506
GeneID	8506
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 700-800 do Caspr1 humano (P78357).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P78357
Peso da Proteína	156kDa
Envio	Saco de gelo