


Anticorpo Monoclonal Anti-Caspr2/Cntnap2 Para Wb, Elisa - Q9Uhc6

Número do item: CM0002500



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-Caspr2/CNTNAP2 de alta qualidade validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudar a organização da junção axo-glial e doenças neurológicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Caspr2/CNTNAP2
Observações/Apelido	CDFE; NRXN4; AUTS15; CASPR2; PTHSL1; Caspr2/CNTNAP2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	26047
GeneID	26047
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1232-1331 do Caspr2/CNTNAP2 humano (Q9UHC6)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9UHC6
Peso Proteico	148kDa
Envio	Saco de gelo