

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Casq2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O14958

Número do item: CM0020101



introdução

Anticorpo policlonado de coelho contra CASQ2 humano (Calsequestrina-2), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de acoplamento excitação-contração cardíaca e sinalização de cálcio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CASQ2 pAb de Coelho
Observações/Apelidos	PDIB2; CASQ2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	845
GeneID	845
Imunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-399 do CASQ2 humano (NP_001223.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	O14958
Peso Molecular	46kDa
Envio	Bolsa de gelo