


Anticorpo Monoclonal De Coelho Contra Casr (Recetor Sensível Ao Cálcio Extracelular) Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P41180

Número do item: CM0007936



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CaSR validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA; reage com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa em sinalização de cálcio e homeostase. UniProt P41180.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	CaSR mAb de Coelho
Observações/Apelidos	CAR; FHH; FIH; HHC; EIG8; HHC1; NSHPT; PCAR1; hCasR; GPRC2A; HYPOC1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	846
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 211-310 do CaSR humano (NP_000379.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P41180
Peso da Proteína	121 kDa
Transporte	Saco de gelo