

Anticorpo Policlonais Anti-Casr Para Wb, Ihc-P, Elisa - P41180

Número do item: CM0018461



introdução

Anticorpo Policlonais de coelho Anti-CASR (PAb) validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta CASR humano, de camundongo e rato. Direcionado ao CASR humano (P41180). Adequado para pesquisas em homeostase do cálcio, rim e paratireoide.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CASR Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CAR; FHH; FIH; HHC; EIG8; HHC1; NSHPT; PCAR1; hCasR; GPRC2A; HYPOC1; CASR
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	846
GeneID	846
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 180-536 do CASR humano (NP_000379.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P41180
Peso da Proteína	121kDa
Envio	Bolsa de gelo