

Anticorpo Policlonal Anti-Cast De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - P20810

Número do item: CM0023328

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao CAST (Calpastatina) humano para aplicações em Western blot, IHC-P e ELISA. Imunógeno recombinante, reatividade validada com amostras humanas. Suporta pesquisa de inibição de calpaína e proteínas musculares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CAST Rabbit pAb
Observações/Apelido	BS-17; PLACK; CAST
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	831
GeneID	831
Imunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-350 do CAST humano (NP_001177371.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P20810
Peso Proteico	77kDa
Envio	Bolsa de Gelo