


Anticorpo Policlonal Anti-Catalase Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04040

Número do item: CM0017375



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa a catalase humana (CAT), validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. O anticorpo é produzido em coelho e enviado em gelo. Adequado para pesquisa de estresse oxidativo e peroxissomal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Catalase Rabbit pAb
Observações/Apelido	CAT; catalase; MGC138422; MGC138424; Catalase
Espécie	Humano
GeneID (humano)	847
GeneID	847
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-225 da Catalase humana (NP_001743.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P04040
Peso da Proteína	60kDa
Envio	Saco de gelo