


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Catalase Para Wb E Elisa - P04040

Número do item: CM0013189



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Catalase (CAT), validado para WB e ELISA em amostras humanas, de rato e de camundongo. Ideal para pesquisa de estresse oxidativo e proliferação celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Catalase Rabbit pAb
Observações/Apêndices	CAT; catalase; MGC138422; MGC138424; Catalase
Espécie	Humano
GeneID (humano)	847
GeneID	847
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-225 da Catalase humana (NP_001743.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P04040
Peso Proteico	60kDa
Envio	Saco de Gelo