


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Catenina Alfa-2 (Ctnna2) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P26232

Número do item: CM0014855



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-catenina alfa-2 (CTNNA2), validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA em humanos, camundongos e ratos. Reconhece os aminoácidos 167-290. Para estudos de adesão e desenvolvimento neural.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	CTNNA2 Rabbit pAb
Observações/Alias	CAPR; CTNR; CAP-R; CT114; CDCBM9; CTNNA2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1496
GeneID	1496
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 167-290 da CTNNA2 humana (NP_001269526.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P26232
Peso da proteína	105 kDa
Envio	Bolsa de gelo