


Anticorpo Monoclonal Anti-Catepsina B Para Wb, If/Icc, Elisa - P07858

Número do item: CM0004883



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à catepsina B humana (CTSB, APPS), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta a protease de tiol de ~38 kDa envolvida na renovação proteica, invasão tumoral e degradação lisossomal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Catepsina B Coelho mAb
Observações/Apelido	KWE; APPS; CPSB; RECEUP; Catepsina B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1508
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 8-339 da catepsina B humana.
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P07858
Peso Proteico	38 kDa
Envio	Saco de gelo