


Anticorpo Policlonal Anti-Catepsina B Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P07858

Número do item: CM0012877



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Catepsina B humana, adequado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas em biologia de proteases e metástase cancerígena.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Cathepsin B Rabbit pAb
Observações/Apelidos	KWE; APPS; CPSB; RECEUP; Cathepsin B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1508
GeneID	1508
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-339 da Catepsina B humana (NP_001899.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P07858
Peso da Proteína	38 kDa
Envio	Bolsa de gelo