


Anticorpo Policlonais Anti-Catepsina D Para Wb, Ihc-P, Elisa - P07339

Número do item: CM0013394



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Catepsina D humana (CTSD, CPSD). Validado para WB, IHC-P, ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de proteólise lisossomal, doença de Alzheimer e câncer de mama.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Catepsina D Rabbit pAb
Observações/Apelido	CPSD, CLN10, HEL-S-130P, Catepsina D
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	1509
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-249 da Catepsina D humana (NP_001900.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P07339
Peso Proteico	45kDa
Envio	Bolsa de gelo