


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Catepsina D Para Wb, Elisa - P07339

Número do item: CM0015747



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Catepsina D humana, adequado para WB e ELISA. Detecta Catepsina D humana e de camundongo. Relevante para pesquisa em degradação proteica, doença de Alzheimer e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Catepsina D Rabbit pAb
Observações/Alias	CPSD; CLN10; HEL-S-130P; Catepsina D
Espécie	Humana
GeneID (humano)	1509
GeneID	1509
Imunógeno	Proteína recombinante - Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 65-412 da Catepsina D humana (NP_001900.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P07339
Peso Proteico	45kDa
Envio	Bolsa de gelo