


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Catepsina E (Ctse) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P14091

Número do item: CM0025433



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-Catepsina E (CTSE) validado para WB, IHC-P, ELISA com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Ideal para estudar função imune, processamento de antígenos e neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Catepsina E (CTSE) pAb de Coelho
Observações/Apelido	CATE; Catepsina E (CTSE)
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1510
ID do Gene	1510
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 132-244 da Catepsina E (CTSE) humana (P14091)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P14091
Peso Proteico	43kDa
Envio	Saco de gelo