

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Catepsina G Para Wb, Elisa - P08311

Número do item: CM0003693



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra Catepsina G humana, validado para Western Blot (WB) e ELISA. Reconhece a protease de 29 kDa envolvida na atividade antimicrobiana e ativação de células imunológicas. Projetado para pesquisa em imunologia e doenças infecciosas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho para Catepsina G
Observações/Alias	CG; CATG; Catepsina G
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1511
ID do Gene	1511
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 156-255 da Catepsina G humana (NP_001902.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P08311
Peso da Proteína	29kDa
Envio	Bolsa de gelo