

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Catepsina H Para Wb, Elisa - P09668

Número do item: CM0007093



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado à pró-catepsina H humana (UniProt P09668), validado para WB e ELISA com reatividade cruzada com camundongo. Ideal para estudos de degradação de proteínas lisossomais e função de proteases cisteínicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Catepsina H Coelho mAb
Observações/Alias	ACC4; ACC5; CPSB; ACC-4; ACC-5; Catepsina H
Espécie	Humano
ID do Gene	1512
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 150-250 da Catepsina H humana (NP_004381.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P09668
Peso da Proteína	37kDa
Envio	Bolsa de gelo