

Anticorpo Policlonal Anti-Catepsina K (Ctsk) Para Wb E Elisa - P43235

Número do item: CM0020961



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CTSK humano (Catepsina K), validado para WB e ELISA. Reage com humano e camundongo. Tem como alvo uma protease tiol envolvida na reabsorção óssea e degradação da matriz. Ideal para pesquisas sobre osteoclastos e remodelação óssea.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CTSK pAb de Coelho
Observações/Apelido	CTSO; PKND; PYCD; CTS02; CTS01; CTS02; CTSK
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1513
GeneID	1513
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 115-329 do CTSK humano (NP_000387.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P43235
Peso da Proteína	37kDa
Envio	Saco de gelo