

Anticorpo Monoclonal Anti-Catepsina L Para Wb, Ihc-P, Elisa - P07711

Número do item: CM0006462



introdução

mAb de Coelho Anti-Catepsina L para WB, IHC-P, ELISA. Reconhece a catepsina L humana (38kDa). Protease de tiol importante em lisossomos, processamento de antígenos e entrada viral. Exclusivamente para pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-Catepsina L
Observações/Apelido	MEP; CATL; CTSL1; Catepsina L
Espécie	Humano
GeneID	1514
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-200 da catepsina L humana (NP_001903.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P07711
Peso da Proteína	38kDa
Envio	Saco de gelo