


Anticorpo Policlonais Anti-Catepsina L/V/K/H Para Wb, Elisa - P07711

Número do item: CM0018559



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Catepsina L/V/K/H humana, validado para WB e ELISA. Reage com amostras humanas e de rato. Indicado para estudos de degradação lisossomal, processamento de antígenos e mecanismos de entrada de coronavírus.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Catepsina L/V/K/H Rabbit pAb
Observações/Alias	MEP; CATL; CTSL1; Catepsina L/V/K/H
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	1514
ID do Gene	1514
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P07711
Peso da Proteína	38kDa
Envio	Bolsa de gelo