


Anticorpo Policlonais Anti-Catepsina L/V/K/H Para Wb, If/Icc, Elisa - P07711

Número do item: CM0016372



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Catepsina L/V/K/H humana, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com proteínas de camundongo e rato. Adequado para estudos de proteólise lisossomal, entrada viral e diferenciação celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Catepsina L/V/K/H pAb de coelho
Observações/Alíase	MEP; CATL; CTSL1; Catepsina L/V/K/H
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1514
GeneID	1514
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 114-333 da Catepsina L/V/K/H humana (NP_001903.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P07711
Peso da Proteína	38kDa
Envio	Bolsa de gelo