

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Catepsina L/V/K/H Para Wb, Ihc-P, Elisa - P07711/O60911/P43235/P09668

Número do item: CM0008338



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa a Catepsina L/V/K/H, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Detecta uma banda em ~38 kDa. Protease cisteína lisossômica envolvida na degradação de proteínas e processamento de antígenos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Catepsina L/V/K/H mAb de Coelho
Observações/Apelido	MEP; CATL; CTS1; Catepsina L/V/K/H
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1514
ID do Gene	1514/1515/1513/1512
Imunógeno	Peptídeo Sintético - Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 da Catepsina L/V/K/H humana (P07711).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P07711/O60911/P43235/P09668
Peso da Proteína	38kDa
Envio	Saco com gelo