


Anticorpo Policlonal De Coelho Contra Catepsina S Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - O70370

Número do item: CM0028525



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho contra Catepsina S validado para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA em camundongo e rato. A Catepsina S é uma protease tiol lisossomal envolvida na apresentação de antígenos por MHC de classe II e na sinalização da coceira. Ideal para pesquisa em IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Cathepsin S Rabbit pAb
Observações/Alias	Cats
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	1520
GeneID	13040
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-340 da Catepsina S de camundongo (NP_067256.4)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	O70370
Peso da Proteína	38 kDa
Envio	Bolsa de gelo